

Pasteurisateur 295

Nettoyant hautement alcalin (liquide).

1. Propriétés

Le nettoyeur de pasteurisateur 295 est un détergent hautement alcalin non moussant pour une élimination efficace de protéines, d'amidons, de graisses et de dépôts tenaces. La teneur en agents de dispersion anti-calcaire permet une utilisation même en présence d'eau dure. L'acier inoxydable (chrome-nickel), le fer, le caoutchouc et les matériaux synthétiques résistants aux produits alcalins ne sont pas détériorés par le nettoyeur de pasteurisateur 295. Ne convient pas pour les métaux légers, les métaux non ferreux et les surfaces zinguées ou étamées.

2. Composition

Soude caustique, potasse caustique, agents de dispersion du calcaire.

3. Substance active

Voir composition.

4. Utilisation

Détergent spécial pour installations CIP, installations UHT, installations de chauffage et de production de vapeur, tanks et récipients, tuyauterie, moules à fromage, plateaux de séparateurs, centrifugeuses autonettoyantes, cuves à fromage en cuivre fermées.

5. Dosage

1.5 - 2.0 % (150 - 200 g pour 10 litres d'eau) à des températures de 65 à 75 °C pendant 20 à 60 minutes le temps d'exposition.

6. Emballages et numéro d'article

Voir www.halagchemie.ch ⇒ Offre ⇒ Assortiment ⇒ Aperçu des articles et des récipients (10010295)

7. Données techniques

Masse volumique : (20 °C) 1.32 g/cm³

Valeur pH : (20 °C / 5 g/l) 12.5

Viscosité : (20 °C) 20 mPa.s

8. Mesures de protection

Voir la fiche de données de sécurité.

9. Stockage

Toujours conserver dans des emballages d'origine. Informations supplémentaires voir l'étiquette. Le récipient doit être hermétiquement fermé. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

10. Elimination

Voir la fiche de données de sécurité.

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de sécurité. En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts.

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tél. +41 58 433 68 68

Pasteurisateur 295

Nettoyant hautement alcalin (liquide).

11. Détermination de la concentration

Détermination de la valeur p:

Prélever 100 ml de la solution à examiner à l'aide d'une mesure graduée et la verser dans un récipient de titration. Ajouter 1 à 2 gouttes de phénolphthaléine et agiter; la solution vire au rouge violet. Tout en agitant constamment, ajouter goutte à goutte de l'acide chlorhydrique 1N à l'aide d'une burette ou d'une pipette graduée. Le point de titration se marque par le passage de la solution du rouge violet à l'incolore.

Mesures de la conductibilité:

Conductomètre WTW 315i / WTW Cond 3110 avec compensation de température, mesure à 60 °C avec lecture en millisiemens (mS); solutions préparées avec de l'eau courante de 38 °f.

Concentration	Valeur-p	Conductibilité
0.5 %	3.5 ml	7.0 mS
1.0 %	7.1 ml	14.6 mS
1.5 %	10.6 ml	21.8 mS
2.0 %	14.2 ml	28.9 mS
3.0 %	21.2 ml	41.6 mS

Attention:

--

Notre service clients est à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions.

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de sécurité. En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tél. +41 58 433 68 68

Produits alcalins

Produits acides

Désinfection

Produits neutres

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch