

RV 423

Détergent mousse alcalin exempt de silicates (liquide) sans EDTA / NTA.

1. Propriétés

RV 423 est un détergent mousse exempt de silicates pour l'industrie alimentaire et des boissons.

Grâce à ses ingrédients spéciaux, il dissout et élimine efficacement les résidus protéiques, gras et les salissures tenaces. Aucun des matériaux usuels dans l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons n'est attaqué par RV 423.

2. Composition

Soude caustique, dispersants du tartre, tensioactifs.

3. Substance active

Voir composition.

4. Utilisation

Pour le nettoyage industriel de routine au moyen de générateurs de mousse, d'installations haute pression ou à la main.

5. Dosage

2.0 - 5.0 % (200 - 500 g pour 10 litres d'eau) pour les générateurs de mousse et les installations basse pression.

1.0 - 2.0 % (100 - 200 g pour 10 litres d'eau) selon le degré de salissure pour le nettoyage manuel.

Remarque: en cas de résidus importants, il est recommandé de bien frotter la mousse avec une brosse sur la surface à traiter.

6. Emballages et numéro d'article

Voir www.halagchemie.ch ⇒ Offre ⇒ Assortiment ⇒ Aperçu des articles et des récipients (10010423)

7. Données techniques

Masse volumique : (20 °C) 1.12 g/cm³

Valeur pH : (20 °C / 5 g/l) 10.4

Viscosité : (20 °C) 10 mPa.s

8. Mesures de protection

Voir la fiche de données de sécurité.

9. Stockage

Toujours conserver dans des emballages d'origine. Informations supplémentaires voir l'étiquette.

Le récipient doit être hermétiquement fermé. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

10. Elimination

Voir la fiche de données de sécurité.

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de sécurité. En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tél. +41 58 433 68 68

RV 423

Détergent mousse alcalin exempt de silicates (liquide) sans EDTA / NTA.

11. Détermination de la concentration

Détermination de la valeur p:

Prélever 100 ml de la solution à examiner à l'aide d'une mesure graduée et la verser dans un récipient de titration. Ajouter 1 à 2 gouttes de phénolphthaléine et agiter; la solution vire au rouge violet. Tout en agitant constamment, ajouter goutte à goutte de l'acide chlorhydrique 1N à l'aide d'une burette ou d'une pipette graduée. Le point de titration se marque par le passage de la solution du rouge violet à l'incolore.

Mesures de la conductibilité:

Conductomètre WTW 315i / WTW Cond 3110 avec compensation de température, mesure à 60 °C avec lecture en millisiemens (mS); solutions préparées avec de l'eau courante de 38 °f.

Concentration	Valeur-p	Conductibilité
0.5 %	0.7 ml	1.7 mS
1.0 %	1.5 ml	3.0 mS
1.5 %	2.3 ml	4.2 mS
2.0 %	2.6 ml	5.8 mS
3.0 %	3.9 ml	9.2 mS
4.0 %	5.2 ml	12.6 mS
5.0 %	6.6 ml	15.6 mS

Attention:

Nous mettons volontiers le générateur de mousse Halag à votre disposition pour des essais avec les produits moussants largement éprouvés.

Notre service clients est à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions.

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de sécurité. En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts.

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tél. +41 58 433 68 68

Produits alcalins

Produits acides

Désinfection

Produits neutres

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch