

Pasteurisateur 405

Nettoyant hautement alcalin (liquide).

1. Propriétés

Le nettoyeur de pasteurisateur 405 est un nettoyant hautement alcalin pour une élimination efficace de protéines, d'amidons, de graisses et de salissures tenaces. La teneur élevée en agents de dispersion anti-calcaire permet une utilisation même lorsque l'eau est dure. Non approprié pour les métaux légers, les métaux non ferreux et les surfaces zinguées ou étamées.

2. Composition

Soude caustique, agents de dispersion des graisses et du calcaire.

3. Substance active

Voir composition.

4. Utilisation

Installations CIP, installations UHT / installations de pasteurisation et de production de vapeur, citernes et récipients, moules à fromage, plateaux de séparateurs, centrifugeuses autonettoyantes, verres à lait et à yoghourt, harasses et bidons de lait en plastique et comme détergent spécial.

5. Dosage

0.5 - 2.0 % (50 - 200 g pour 10 litres d'eau) selon le domaine d'utilisation, à des températures de 50 à 80 °C.

6. Emballages et numéro d'article

Voir www.halagchemie.ch ⇒ Offre ⇒ Assortiment ⇒ Aperçu des articles et des récipients (10010405)

7. Données techniques

Masse volumique : (20 °C) 1.31 g/cm³

Valeur pH : (20 °C / 5 g/l) 12.4

Viscosité : (20 °C) 10 mPa.s

8. Mesures de protection

Voir la fiche de données de sécurité.

9. Stockage

Toujours conserver dans des emballages d'origine. Informations supplémentaires voir l'étiquette.

Le récipient doit être hermétiquement fermé. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

10. Elimination

Voir la fiche de données de sécurité.

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de sécurité. En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tél. +41 58 433 68 68

Pasteurisateur 405

Nettoyant hautement alcalin (liquide).

11. Détermination de la concentration

Détermination de la valeur p:

Prélever 100 ml de la solution à examiner à l'aide d'une mesure graduée et la verser dans un récipient de titration. Ajouter 1 à 2 gouttes de phénolphtaléine et agiter; la solution vire au rouge violet. Tout en agitant constamment, ajouter goutte à goutte de l'acide chlorhydrique 1N à l'aide d'une burette ou d'une pipette graduée. Le point de titration se marque par le passage de la solution du rouge violet à l'incolore.

Mesures de la conductibilité:

Conductomètre WTW 315i / WTW Cond 3110 avec compensation de température, mesure à 60 °C avec lecture en millisiemens (mS); solutions préparées avec de l'eau courante de 38 °f.

Concentration	Valeur-p	Conductibilité
0.5 %	3.1 ml	6.5 mS
1.0 %	6.3 ml	13.0 mS
1.5 %	9.4 ml	19.0 mS
2.0 %	12.6 ml	25.0 mS
3.0 %	18.9 ml	37.0 mS

Attention:

--

Notre service clients est à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions.

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de sécurité. En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tél. +41 58 433 68 68

Produits alcalins

Produits acides

Désinfection

Produits neutres

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch