

RV 419

Nettoyant légèrement alcalin pour sols (liquide) sans EDTA / NTA.

1. Propriétés

RV 419 est un nettoyant pour sols très efficace avec un excellent pouvoir dégraissant et nettoyant. Grâce à sa formule spéciale peu moussante, RV 419 peut être utilisé avec toutes les machines de nettoyage pour sols. Aucun des matériaux usuels dans l'industrie alimentaire n'est détérioré par RV 419.

2. Composition

Tensioactifs, émulsifiants spéciaux pour graisses, monoéthanolamine, alcool isopropylique, agents complexants.

3. Substance active

Voir composition.

4. Utilisation

Pour les sols en matière synthétique, métal, verre, matériaux céramiques, béton, etc.

5. Dosage

0.5 - 1.0 % (50 - 100 g pour 10 litres d'eau) selon le degré de salissure à des températures de 20 à 70 °C.

6. Emballages et numéro d'article

Voir www.halagchemie.ch ⇒ Offre ⇒ Assortiment ⇒ Aperçu des articles et des récipients (10010419)

7. Données techniques

Masse volumique : (20 °C) 1.07 g/cm³

Valeur pH : (20 °C / 5 g/l) 9.5

Viscosité : (20 °C) 10 mPa.s

8. Mesures de protection

Voir la fiche de données de sécurité.

9. Stockage

Toujours conserver dans des emballages d'origine. Informations supplémentaires voir l'étiquette. Le récipient doit être hermétiquement fermé. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

10. Elimination

Voir la fiche de données de sécurité.

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de sécurité. En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts.

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tél. +41 58 433 68 68

Produits alcalins

Produits acides

Désinfection

Produits neutres

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch

RV 419

Nettoyant légèrement alcalin pour sols (liquide) sans EDTA / NTA.

11. Détermination de la concentration

Détermination de la valeur p à l'aide de peroxyde d'hydrogène:

Prélever 100 ml de la solution à examiner à l'aide d'une mesure graduée, que l'on verse dans un récipient de titration. Ajouter 2 gouttes de peroxyde d'hydrogène et agiter jusqu'à disparition des bulles d'air. Après ajout de 1 à 2 gouttes de phénolphthaléine, la solution vire au rouge violet. Tout en agitant constamment, ajouter lentement de l'acide chlorhydrique 1N tiré d'une burette ou d'une pipette graduée. Le terme de la titration est visible au passage de la solution du rouge violet à l'incolore.

Mesures de la conductibilité:

Conductomètre WTW 315i / WTW Cond 3110 avec compensation de température, mesure à 60 °C avec lecture en millisiemens (mS); solutions préparées avec de l'eau courante de 38 °f.

Concentration	Valeur-p	Conductibilité
0.5 %	0.5 ml	1.22 mS
1.0 %	1.0 ml	1.66 mS
1.5 %	1.5 ml	2.10 mS
2.0 %	2.0 ml	2.53 mS

Attention:

--

Notre service clients est à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions.

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de sécurité. En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts.

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tél. +41 58 433 68 68